

נספח ש' 4007 חלק 1	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)		מכון התקנים הישראלי
דף 1 מתוך 2	מהדורה: א'	תאריך: 05/01/2015 בתוקף מיום: 15/02/2015	
חתימת המנכ"ל	הטובין: מיטות קומתיים לשימוש ביתי		

1. כללי.

1.1 תחום הנספח

- 1.1.1 בנספח זה לנוהל מת"י 401, מפורטות ההוראות לביצוע בדיקות של מיטות קומתיים לשימוש ביתי (להלן – הטובין), שבדיקתם נדרשת לפי הוראות "צו יבוא חופשי" (להלן – הצו). כן מפורטות בנספח זה ההנחיות והתנאים למתן אישור ת"ר.
- 1.1.2 אם יש ניגוד בין ההוראות, הכלולות בנוהל מת"י 401, לבין ההוראות שבנספח זה, יחולו ההוראות שבנוהל מת"י 401.

1.2 מסמכים ישימים

- 1.2.1 ת"י 4007 חלק 1 "ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות" מספטמבר 2009.
- 1.2.2 נוהל מת"י 401 – בדיקת טובין מיובאים (מתן אישור ת"ר).

1.3 סיווג לקבוצות

הטובין שנספח זה חל עליהם, מסווגים לקבוצת המוצרים שניתן לזהות בהם שינויים בצורה פשוטה, בבדיקה חזותית (לאחר הרכבתם).

1.4 הגדרת דגם ומשפחת דגמים

- 1.4.1 **הגדרת דגם:** כדגם אחד ייחשבו טובין בעלי מבנה זהה (כלומר: מיטת גבוהה או קומתיים, צורת חלקי המשנה ואופן חיבורם זה לזה, פרזול), חומרים זהים ומידות זהות, שיוצרו ע"י יצרן אחד באתר ייצור אחד והמזוהים ע"י היצרן כדגם אחד.
- 1.4.2 **הגדרת משפחה:** כמשפחה ייחשבו דגמים זהים הנבדלים זה מזה במיטה התחתונה בלבד.

1.5 תיק המוצר

- 1.5.1 הגדרת תיק מוצר – כמפורט בנוהל מת"י 401.
- 1.5.2 לפני ביצוע בדיקת הדגם, על היבואן להעביר למכון מסמכים אשר מאפשרים הגדרה מלאה וחד משמעית של הטובין, הכוללים לפחות: תאור המוצר, מידע על המוצר בהתאם לנדרש בסעיפים 5 ו-6 של התקן.
- 1.5.3 תעודת בדיקת דגם, המסמכים והצילומים של הטובין יישמרו בתיק המוצר.

2. בדיקת דגם.

- 2.1 **תדירות הביצוע:** אחת לחיי דגם או אחת ל-3 שנים לדגם מייצג משפחה, המוקדם מבין השניים.
- 2.2 **גודל המדגם:** כאשר נדרשת בדיקת דגם מהמשלוח, נוטלים מדגם אקראי של דגם אחד ממנת דגמים ו/או ממשפחת דגמים.
- 2.3 **הבדיקות:** יבוצעו בדיקות התאמה לכל סעיפי ת"י 4007 חלק 1 אשר חלה עליהם הרשמיות.

103

מכון התקנים הישראלי	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)		נספח ש' 4007 חלק 1
	תאריך: 05/01/2015	בתוקף מיום: 15/02/2015	מהדורה: ג'
הטובין: מיטות קומתיים לשימוש ביתי			חתימת המנכ"ל

3. בדיקות חלקיות.

3.1 תדירות ביצוע: כל משלוח ובהתאם לנוהל מת"י 401.

3.2 חלוקה למנות ודגימה: מחלקים את הטובין שבמשלוח למנות, כשכל מנה כוללת טובין מדגם אחד ו/או ממשפחת דגמים אחת. מכל מנה דוגמים אקראית מדגם בגודל של יחידה אחת. אם יש מספר דגמים מאותה משפחה, יינטל המדגם מאחד הדגמים. יש ליטול, במידת האפשר, מדגם שעדיין לא נבדק, או שפרק הזמן שעבר מבדיקתו האחרונה הוא הארוך ביותר.

3.3 הבדיקות

3.3.1 בדיקת זיהוי: יערכו בדיקות זיהוי והמוצר ייבחן בהשוואה לתיק המוצר ולמסמכי המשלוח.

3.3.2 בדיקות לפי סעיפי התקן: תיבדק התאמת המדגם לדרישות הסעיפים הבאים של ת"י 4007 חלק 1:

- 4.1 - חומרים (בדיקות פורמאלדהיד יבוצעו, אם הדרישה ישימה, לחומר אחד מכל מיטה, שייבחר אקראית);
- 4.2 - מבנה;
- 4.3 - מעקה בטיחות (למעט הדרישה המתייחסת לבדיקת העומס הסטטי הנקובה בסעיף 5.4.2 של ת"י 4007 חלק 2);
- 4.4 - מרווחים;
- 4.5 - תחתית המיטה (למעט הדרישה המתייחסת לבדיקות החוזק הנקובות בסעיפים 5.4.3, 5.4.4 ו-5.4.5 של ת"י 4007 חלק 2);
- 4.6.2 - סולם, מידות מדרך רגל;
- 4.8 - יציבות;
- 5 - הוראות שימוש;
- 6 - סימון.

3.4 אי התאמה.

3.4.1 אי התאמה לאחת מדרישות התקן שנבדקו תיחשב כאי התאמה של כל המנה ותחייב בדיקת סילוק ליקויים.

3.4.2 במקרה של אי התאמה בבדיקות חלקיות רשאי ראש המעבדה להחליט על בדיקת דגם חוזרת, או בדיקת תכונות הקשורות לאי התאמה.

4. תנאים מיוחדים.

4.1 אם לא נמצאו ליקויים לפחות ב-5 משלוחים רצופים מאותה משפחה, רשאי ראש המעבדה להחליט להקל בבדיקות החלקיות, לבדוק מדגם קטן יותר או להקטין את כמות התכונות הנבדקות.

4.2 אם נמצאו ליקויים בבדיקות, רשאי ראש המעבדה במשלוח הבא של הטובין, להחליט לבדוק מדגם גדול יותר או לבדוק תכונות נוספות הקשורות לתכונות שבהן נמצאו אי ההתאמות.

ר/ע"ב