

נספח ש - 4373 חלקים 1-38	תנאים מיוחדים לבדיקת טוביון מיו באים (נווה מת"י 401)			מכון התקנים הישראלית
אישור המעבודה לנספח שי'	מהדורה : ג'	בתוקף מיום : 24.2.2011	הודפס ב : 24.2.2011	
הטוביון : זיקוקין די נור				

דף זה יצורף לנספחים שי המוגשים לمناق"ל לאישור. הדף עם החתימות המקוריות, יישמר יחד עם נספח ה – שי הנושא את החתימה המקורית של המנכ"ל, במשרד מטה האגף.

הדף אינו מהוועה חלק מהנספה.

תאריך	חתימה	שם	
27.02.2011	M.Sc. מרים הרלב ואשען טקטטי, ניהול מכון התקנים הישראלי	מרים הרלב	אישור :
27.02.2011	דליה ירום	דליה ירום	אישור :
27.2.2011	גדי גבע מנהל אינסטנס ובטיחות מעבדות תעשייה ובניין מכון התקנים הישראלי	גדי גבע	מבקר :

נפח ש - נפח ש' 1-38 חלקים 4373	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיו באים (נווה מת"י 401)			מכון התקנים הישראלי
תאריך: 24.2.2011	בתוקף מיום: 24.2.2011	מחודשה: ג'	24.2.2011	תאריך:
חתימת המנכ"ל	טוביון: זיקוקין דינור			

1. כללי

1.1 תחום הנפח

- בນפח זה מפורטות ההוראות לביצוע בדיקות של זיקוקין די נור (להלן "המושצר"), שבדיקותם נדרשת לפיה הוראת מנכ"ל התמ"ית 2.8 – "יבוא זיקוקין ומוצריו פירוטכניתה" (להלן "ההוראות המנכ"ל"), כן מפורטות בנפח זה ההנחיות והתנאים למוטן אישור התאמה לתיק בcpf להוראות המנכ"ל משרד התמ"ת.
- אם יש ניגוד בין ההוראות הכלולות בנוהל מת"י 401, לבין ההוראות שבນפח זה, יחולו ההוראות שבנהל 401, אלא אם כן קיימת סתירה בנוהל 401 להוראות מנכ"ל tam"t.
- פרט המכש של טוביון אלה הוא: 36.04

1.2 מסמכים ישימים

- ת"י 4373 חלקים 1-38 "זיקוקין די נור", נובמבר 2007 (לא קיימים חלקים 11, 14, 16, 26, 30, 32).
- נווה מת"י 401 - בדיקת טוביון מיו באים.
- הוראת מנכ"ל התמ"ית מס' 2.8 – "יבוא זיקוקין ומוצריו פירוטכניתה".
- נווהל מכון 12.05.05 - שימוש בקבוץ משנה לביצוע בדיקות מעבדתיות.
- נווהל מכון 03.01.03 - הפקדת ערבות בנקאית.
- נווהל ענף טקסטיל 226.011 - אישור מנה של זיקוקין די נור במשלו יבוא.

1.3 סיווג לקבוצות:

טוביון שנפח זה חל עליהם, מסווגים לקבוצת מוצריים שלא ניתן לווחות בהם שינוי בנק.

1.4 הגדרות דגום, משפחת דגמים ומנת מוצר.

- דגם** – כדגם אחד ייחבו זיקוקין די נור מסווג אחד, עשויים ע"פ תקן זהה (כגון: נר רומי; כוורת וכדי), בעלי מבנה זהה, עשויים חומר גלם זהה, אשר מיוצרים בארץ ייצור אחת וע"י יצרן אחד.
- משפחת דגמים** – כמשפחה ייחבו דגמים זהים הנבדלים זה מזה במידותיהם, בלבד.
- מנת מוצר** – כמות מוצרים מסווג דגם או משפחת דגמים, שהובאה ארצה במשלו אחד, במועד אחד, ע"י יבואן אחד הארץ ייצור ומייצרן אחד.

1.5 תיק מוצר

לצורך אישור דגם, על היבואן להעביר למוט"י תעודת בדיקת דגם מלאה (אב טיפוס) בצירוף דוח בדיקה מלאה, המגדיר הגדרה מלאה את המוצר כולל תמונות. תועודה זאת תהווה תיק מוצר. תעודות הבדיקה הכלולות בתיק המוצר יהיו רק מעבירות שהוסמכו ע"י מוט"י (ראה סעיף 4.1.2.4).

2. בדיקות דגם אב טיפוס (TYPE TEST) מלאה

הבדיקה תבוצע על ידי מכון התקנים או נציג מטעמו על פי נוהל מת"י 12.05.05.

2.1 תדריות הביצוע: פעם בשנתיים לכל דגם או משפחת דגמים.

מכון התקנים הישראלית	תנאים מיוחדים לבדיקה טוביין מיוואים (גולה מת"י 401)		
	תאריך: 24.2.2011	בתוקף מיום: 24.2.2011	מהדורה: ג'
חותמת המנכ"ל	טוביין: זיוקין דינור		

2.2 **שיטת הדגימה** - דגימה אקראית ממנת דגם (ראה סעיף 1.4.3) או משפחת דגמים במשולח ולפידרישות נספח A בכל חלק של התקן הישים לדגם.

2.3 **הבדיקה** - התאמת לדרישות נספח A בכל חלק של התקן הישים לדגם והכול תיאור מלא וחד משמעי של המוצר כאמור בסעיף 1.5 לעיל.

2.4 **מסקנת תעוזת הבדיקה** - "מתאים לדרישות התקן" תינתן במידה וכל סעיפי התקן יתאימו לדרישות התקן, פרט לסעיף סימון.

3. בדיקה חלקית (BATCH TEST)

3.1 **תדיירות ביצוע**: כל משולח.

3.2 **חלוקת למוגנות ודגימה**: נציג מתי"י ידgos אקראית דוגמאות, מכל מנת דגם או גם משפחת דגמים במשולח (כמפורט בסעיף 1.4.3 שלעיל), לפי תכנית דגימה המפורטת בספח B, הנמצא בכל חלק של התקן הישים לדגם.

הדגימה תבוצע מתוך מכלה סגורה וחותמה במשולח, שתיפתח בנוכחותו, ויודא אחסון בהסגר בחזרות. באחריות הביאו לאחסן את המשולח בהסגר עד לסיום הבדיקות.

3.3 **בדיקות**:

3.3.1 **בדיקה זיהוי**: נציג המעבדה המוסמכת ע"י מתי"י יזהה את מנת הדגם או גם משפחת דגמים מול תעודת בדיקה מלאה של דגם (מתיק המוצר) ומסמכי היבוא.

3.3.2 **הבדיקה**: כל מנת דגמים ו/או משפחת דגמים המכילה זיוקין المسؤولים בקטגוריות 1, 2, 3 תיבדק לפי נספח B. יבדקו כל הסעיפים المسؤولים כפוגם קritisטי (CRITICAL) בטבלאות המופיעות במס' בכל חלק התקן. היה ובמהלך הבדיקה זיהה הבודק ליקוי המוגדר כעיקרי (MAJOR), ציין אותו בדו"ח הבדיקה, סעיף זה יהווה חלק מרשימה סעיפי התקן שנבדקו ויבוא לידי ביטוי במסמך תעוזת הבדיקה.

בנוסך יבדק הסימון בעברית על פי התקן הרלוונטי כל מנת דגם או גם משפחת דגמים המכילה זיוקין المسؤولים בתקן, בלבד.

3.3.4 כל מסמכי המשולח, נטילת הדוגמאות ותוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה. תעוזת הבדיקה תכלול מסקנה אחת, כולל וסופית.

3.4 **אי התאמת**

3.4.1 אי התאמת שלמנה לאחד מסעיפי התקן שנבדקו לפי סעיף 3.3 לעיל תחשב כאית התאמת של כל המנה ותחייב ביצוע סילוק ליקויים במנה ובבדיקה סילוק ליקויים במנה. כאשר לא ניתן לבצע סילוק ליקויים תבוצע **השמדה** של כל המנה.

3.4.2 אי התאמת של מנת מוצר בבדיקה זיהוי (סעיף 3.3.1 לעיל) סימון בעברית ו/או הימצאות דגם שונה מהופיע בתקי מוצר או במסמכי היבוא:

3.4.2.1 כאשר יש אי התאמת בסימון בעברית, יבוצע סילוק ליקויים ולהאריו תיבדק מנת הדגם (כולה) או משפחת הדגמים במשולח שניית ע"י המעבדה המוסמכת לבדיקת סילוק הליקויים.

3.4.2.2 כאשר הדגם מנת הדגם או משפחת הדגמים שונה מתיק המוצר או מסמכי היבוא, תיערך בדיקת דגם לפי סעיף 2 שלעיל, ע"י המעבדה המוסמכת. היה והדגם יימצא **לא מתאים** לדרישות התקן, יש לפועל לפי סעיף 3.4.1 שלעיל.

4. **תנאים מיוחדים**

4.1 אם נמצאו ליקויים בבדיקה החלקית, ראש המעבדה, במשולח הבא של טוביין, החלטת לבדוק מדגם יותר גדול, או לבדוק תוכנות נוספות, הקשורות, לתכונות שנבחן נמצאה אי התאמת.

