

נספח ש – 1548	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיו באים (נווהל מת"י 401)			מכון התקנים הישראלי
תאריך: 01.02.2018	בתוקף מיום: 01.02.2018	מהדורה: ב	דף 1 מתוך 2	

**הטובי: מזומנים ומגני ראש למיטות וולגלוות של תינוקות
ופעוטות, ולהפצים ביתיים דומים**

[Signature]

2

חתימת המנכ"ל

- 1. כללי**
- 1.1 תחום הנספח**
- בנספח זה של נוהל מת"י 401, מפורטות ההוראות לביצוע בדיקות של מזומנים ומגני ראש לעיריות, למיטות תינוק, לעגלות תינוק, לסליל שכיבה, ללולים, לסלסילות נשאה לתינוקות ולהפצים ביתיים דומים המיעדים לתינוקות ולפעוטות (להלן – הטובי), שבדיקתם נדרש לפי הוראות "צוי יבוא חופשי" (להלן – הצו). כן מפורטים בנספח זה ההנחיות וה坦אים למתן אישור ת"ר.
- אם יש ניגוד בין ההוראות, הכלולות בנוהל מת"י 401, לבין ההוראות שבנספח זה, **יחולו ההוראות שבנוהל מת"י 401**.
- 1.2 מסמכים יסימיים**
- ת"י 1548 "מזומנים ומגני ראש למיטות וולגלוות של תינוקות ופעוטות, ולהפצים ביתיים דומים", דצמבר 2017.
- ת"י 5418 "עמידות בהידלקות של מזומנים, רפידות מזומנים, בסיסי מיטות מרופדים ובבסיסי מיטות שאינם מרופדים", يول 2016.
- נווהל מת"י 401 – בדיקת טובין מיו באים (מתן אישור ת"ר).
- 1.3 סיווג לקבוצות**
- הטובי שנספח זה חל עליהם, מסווגים לקבוצת המוצרים שרמת הסיכון הטמונה בהם היא הגבוהה ביותר.
- 1.4 הגדרת דגום ומשפחת דגמים**
- 1.4.1 דגם:**
- דוגמא אחד ייחשבו מוצרים בעלי יעוד זהה (כדוגמת מזומנים, משטחי החתלה, מגני ראש) בעלי תקן אחיד (בעלי ליבנה ומעטפת זהים), אשר יוצרו ע"י יצרן אחד, בארץ אחת ובמפעל אחד.
- 1.4.2 משפחה:**
- משפחה ייחשבו דגמים בעלי הרכב ליבנה וסוג מעטפת זהים (דגמים זהים), הנבדלים זה מזה במידות וצבעים בלבד.
- 1.5 תיק מוצר:**
- הגדרת תיק המוצר – כמפורט בנוהל מת"י 401.
- לפני ביצוע בדיקת הזוג, על היובואן להעביר למת"י מסמכים (קטלוג וכיו"ב) להגדירה מלאה וחד משמעית של המוצר.
- בתעודת הבדיקה של הדגם יירשם תיאור מלא וחד משמעי של המוצר. כמו כן, תעודה בדיקת הזוג, המסמכים ותמונה הטובי יהיו חלק מתיק המוצר.

נספח ש – 1548	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיו באים (נווהל מת"י 401)			מכון התקנים הישראלי
דף 2 מתוך 2	תאריך: 01.02.2018	בתוקף מיום: 01.02.2018	מחדורה: ב	

חותמת המנכ"ל

הטובין: מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולהחיצים ביתיים דומים

2. בדיקות דגס

- 2.1 **תדריות הביצוע:** אחת לשנה יבדק דגס אחד מכל משפחה.
- 2.2 **דגימה:** כאשר נדרשת בדיקת דגס של הטובין מהמשלוח, מחלקים את הטובין שבשלוח לדגמים ואו למשפחות דגמים. מבצעים דגימה אקראית של יחידה אחת מתוך דגס ואו משפחת הדגים. בכל פעם, במידת האפשר, יבדק דגס שעדיין לא נבדק או עבר הכפי הרבה זמן מהבדיקה הקודמת.

2.3 **הבדיקה: בדיקת התאמה לכל הסעיפים הישימים בת"י 1548.**

3. בדיקה חלקית

3.1 **תדריות ביצוע:** כל משלוח ובהתחום לנוהל מת"י 401.

- 3.2 **דגימה:** כאשר נדרשת בדיקת דגס של הטובין מה旄שלוח, מחלקים את הטובין שבשלוח לדגמים ואו למשפחות דגמים. מבצעים דגימה אקראית של יחידה אחת מתוך דגס ואו משפחת הדגים. בכל פעם, במידת האפשר, יבדק דגס שעדיין לא נבדק או עבר הכפי הרבה זמן מהבדיקה הקודמת.

3.3 **בדיקות:**

בדיקות חלקיות: הטובין יבדק בהתאם לפי סעיף ת"י 1548 הבאים:

סעיף 6 – מידות המזון.

סעיף 7 – סימון.

סעיף 8 – אריזה.

סעיף 9 – בדיקת סיגירה בוערת.

3.4 **אי התאמה:**

- 3.4.1 אי התאמה לאחרת מדרישות התקן תחשב כאירוע התאמה של כל המנה ותחייב תיקון ובדיקת סילוק ליקויים.

- 3.4.2 במקרה של אי התאמה בבדיקה זיהוי, רשאי ראש המעבדה להחליט על בדיקת דגס חוזרת, או בדיקת תוכנות הקשורות לאי התאמה.

4. תנאים מיוחדים

- 4.1 אם נמצאו ליקויים בבדיקה החלקית, רשאי ראש המעבדה, במשלו הבא של הטובין, להחליט לבדוק מדגס גדול יותר, או לבדוק תוכנות נוספות, הקשורות לתוכנות שבחן נמצאה אי התאמה.